



VULPES GOODS
BODYCARE

RED LIGHT THERAPY PRO V2

MANUAL - HANDLEIDING

WWW.VULPESGOODS.COM

ENGLISH

3

The Device	4
User Guide	6
Characteristics and Application	9
Product parameters	10


NEDERLANDS

11

Het apparaat	12
Gebruiksaanwijzing	14
Kenmerken en Toepassingen	17
Product parameters	18

ENGLISH

THE DEVICE



LED Lights

The LED lights emit red light and near-infrared light, depending on the selected mode. Place the LED side on or above the desired treatment area and use the device only on a dry, flat surface.

Power & Mode Button

Press and hold the button to turn on the device. The device starts in Normal Mode by default. Short-press the button to switch between the available modes. Press and hold the button again to turn off the device.

Type-C Charging Port

Use the Type-C charging port to charge the device. During charging, the red indicator light flashes. When the battery is fully charged, the indicator light turns green. It is recommended to use the device when the battery is fully charged.

Brightness Button

Press the brightness button to adjust the light intensity. Press repeatedly to cycle through the available brightness levels and select a level that feels comfortable.

USER GUIDE

1. Make sure the battery is fully charged before using the device. During charging, the red indicator light flashes. When charging is complete, the light turns green and remains steady.

2. Press and hold the power button to turn on the device. The device starts in Normal Mode by default.

3. Short-press the power button to switch between modes.

First short press: Flicker Mode 1

Second short press: Flicker Mode 2

The modes cycle in this order.

4. Press the brightness button to adjust the light intensity. Repeat to switch between the available brightness levels.

5. Press and hold the power button again to turn off the device.

6. For safety reasons, the device automatically shuts off after 30 minutes of use.

Red + NIR Mode (660 nm + 850 nm)

In this mode, the device emits both 660 nm red light and 850 nm near-infrared light. This combined output provides dual light exposure and is intended for general use. This mode is commonly selected to support relaxation, ease tension, and promote overall wellness.

NIR Mode (850 nm)

In this mode, the device emits only 850 nm near-infrared light. This mode is suitable for targeted use and is often chosen to support a calming effect and localized comfort.

Red Mode (660 nm)

In this mode, the device emits 660 nm red light. This mode is suitable for surface-level use and is commonly used to support a gentle, revitalizing sensation and help maintain the body's natural balance.

Skin Test and Usage Advice

Before first use, it is recommended to perform a simple skin sensitivity test to observe how your skin reacts to the light.

1. Place the device on your arm, switch it on, and use it for 5 to 15 minutes. If your skin becomes noticeably red or experiences strong itching, this may indicate light sensitivity. In this case, stop using the device and consider consulting a specialist before further use.
2. Before use, clean the treatment area and ensure the skin is free from makeup or cosmetic products. Some ingredients may increase sensitivity to light.
3. After use, mild redness or slight itching may occur. This is usually temporary and should subside within 1 to 2 hours. If discomfort persists, a burning sensation occurs, or other symptoms develop, stop using the device immediately.

Note:

Perform the skin test and use the device under normal lighting conditions. Discontinue use immediately if you feel unwell or experience sensitivity to the light.

CHARACTERISTICS AND APPLICATION

- The Red Light Pad is designed for controlled and comfortable body use.
- The product features multiple light modes and an integrated temperature protection system to support safe operation.
- The pad is flexible but must always be used flat and must not be folded.
- The device is not water-resistant and is intended for use in dry environments only.
- Use the Red Light Pad on a stable, dry surface and keep it away from water and moisture.
- Do not use the product near heat sources or heating appliances, such as electric blankets.
- If the LED indicators flash rapidly, the temperature protection is activated and use should be paused until the product has cooled down.
- The Red Light Pad is suitable for general wellness and relaxation purposes.
- The product is intended for use on intact skin and only while the user is awake and alert.
- Use the Red Light Pad indoors and always follow the instructions provided in the user manual.

PRODUCT PARAMETERS

Model:	VG - TP - 02
Size:	35 × 15 cm
Voltage:	5 V / 2 A
LED Quantity:	80 pcs
Power:	5.8 W
Modes:	Normal / Flicker Mode 1 / Flicker Mode 2
Brightness Levels:	13 / 23 / 47 mW/cm ²

NEDERLANDS

HET APPARAAT



LED-lampen

De LED-lampen zenden rood licht en nabij-infrarood licht uit, afhankelijk van de gekozen modus. Plaats de LED-zijde op of boven het gewenste behandelgebied en gebruik het apparaat uitsluitend op een droge, vlakke ondergrond.

Aan/Uit- en modusknop

Houd de knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het apparaat start standaard in de normale modus. Druk kort op de knop om tussen de beschikbare modi te wisselen. Houd de knop opnieuw ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Type-C-oplaadpoort

Gebruik de Type-C-oplaadpoort om het apparaat op te laden. Tijdens het opladen knippert het rode indicatielampje. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt het lampje groen. Gebruik het apparaat bij voorkeur wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Helderheidsknop

Druk op de helderheidsknop om de lichtintensiteit aan te passen. Herhaal dit om tussen de verschillende helderheidsniveaus te schakelen en kies een stand die comfortabel aanvoelt.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u het apparaat gebruikt. Tijdens het opladen knippert het rode indicatielampje. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, kleurt het lampje groen en blijft het continu branden.

2. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Het apparaat start standaard in de Normale modus.

3. Druk kort op de aan/uit-knop om van modus te wisselen.

Eerste korte druk: Flikkerstand 1

Tweede korte druk: Flikkerstand 2

De modi wisselen steeds in deze volgorde.

4. Druk op de helderheidsknop om de lichtintensiteit aan te passen. Herhaal dit om tussen de verschillende helderheidsniveaus te schakelen.

5. Houd de aan/uit-knop opnieuw ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

6. Het apparaat schakelt automatisch uit na 30 minuten gebruik voor extra veiligheid.

Rood + NIR-modus (660 nm + 850 nm)

In deze modus zendt het apparaat zowel 660 nm rood licht als 850 nm nabij-infrarood licht uit. Deze combinatie biedt een dubbele lichtwerking en is bedoeld voor algemeen gebruik. Deze modus wordt vaak gebruikt om ontspanning te ondersteunen, spanning te verlichten en het algehele welzijn te bevorderen

NIR-modus (850 nm)

In deze modus gebruikt het apparaat uitsluitend 850 nm nabij-infrarood licht. Deze modus is geschikt voor gerichte toepassingen en wordt vaak gekozen om een kalmerend effect te ondersteunen en plaatselijk comfort te bevorderen.

Roodlicht-modus (660 nm)

In deze modus zendt het apparaat 660 nm rood licht uit. Deze modus is geschikt voor oppervlakkig gebruik en wordt vaak toegepast om een aangenaam, verkwikkend gevoel te ondersteunen en het natuurlijke evenwicht van het lichaam te helpen behouden.

Huidtest en gebruiksaadvies

Voor het eerste gebruik wordt aangeraden een eenvoudige huidtest uit te voeren om te controleren hoe uw huid reageert op het licht.

1. Plaats het apparaat op de arm, schakel het in en gebruik het gedurende 5 tot 15 minuten. Wanneer de huid sterk rood wordt of hevige jeuk optreedt, kan dit wijzen op lichtgevoeligheid. Stop in dat geval met het gebruik en overweeg om een specialist te raadplegen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

2. Reinig voor gebruik het te behandelen gebied en zorg dat de huid vrij is van make-up of andere cosmetica. Sommige producten kunnen ingrediënten bevatten die de huid gevoeliger maken voor licht.

3. Na gebruik kan lichte roodheid of milde jeuk optreden. Dit is doorgaans tijdelijk en verdwijnt meestal binnen 1 tot 2 uur. Indien er sprake is van aanhoudend ongemak, een branderig gevoel of andere klachten, stop het gebruik onmiddellijk.

Let op:

Voer de huidtest en het gebruik uit bij normale verlichting. Stop het gebruik direct wanneer u zich niet prettig voelt of gevoelig reageert op het licht.

KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

- De roodlicht pad is ontworpen voor gecontroleerd en comfortabel gebruik op het lichaam.
- Het product beschikt over meerdere lichtmodi en een geïntegreerde temperatuurbeveiliging ter ondersteuning van veilig gebruik.
- De pad is flexibel, maar moet altijd plat worden gebruikt en mag niet worden gevouwen.
- Het apparaat is niet waterbestendig en is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge omgevingen.
- Gebruik de roodlicht pad alleen op een stabiele, droge ondergrond en houd deze uit de buurt van water en vocht.
- Gebruik het product niet in de nabijheid van warmtebronnen of verwarmde apparaten, zoals elektrische dekens.
- Wanneer de LED-indicatoren snel knipperen, is de temperatuurbeveiliging actief en moet het gebruik tijdelijk worden onderbroken totdat het product is afgekoeld.
- De roodlicht pad is geschikt voor algemeen welzijnsgebruik en ontspanning.
- Het product is bedoeld voor gebruik op intacte huid en uitsluitend wanneer de gebruiker wakker en alert is.
- Gebruik de roodlicht pad binnenshuis en volg altijd de instructies in de handleiding.

PRODUCT PARAMETERS

Model:	VG - TP - 02
Afmetingen:	35 × 15 cm
Spanning:	5 V / 2 A
Aantal LED's:	80 stuks
Vermogen:	5,8 W
Modi:	Normaal / Flickerstand 1 / Flickerstand 2
Helderheidsinstelling:	13 / 23 / 47 mW/cm ²