



VULPES GOODS
BODYCARE

RED LIGHT THERAPY STANDING

MANUAL - HANDLEIDING

WWW.VULPESGOODS.COM

ENGLISH

4

The Device

3

User Guide

7

Characteristics and Application

8

Product parameters

10

NEDERLANDS

11

Het apparaat

12

Gebruiksaanwijzing

15

Kenmerken en Toepassingen


16

Product parameters

18

ENGLISH

THE DEVICE



Light Panel

The light panel contains the LED lights and is attached to the flexible arm. Aim the panel at the desired treatment area and ensure it is securely positioned during use.

Flexible Arm

The flexible arm allows you to easily position the light panel. Gently bend the arm to direct the light accurately.

Remote Control

The remote control allows you to operate the device, including turning it on or off, adjusting brightness and setting the timer.

The separate remote control allows full operation of the device. The device can be turned on or off, brightness can be adjusted, a mode can be selected, and a timer can be set.


Use the ON/OFF buttons to power the device on or off. The brightness buttons are used to increase or decrease the light intensity.

The mode button (M) switches between constant light, low-frequency flicker mode, and high-frequency flicker mode.

The timer buttons set an automatic shut-off of 20, 30, 40, 50, or 60 minutes. Press once to start the timer and press again to cancel it. The selected time is confirmed by a light signal.


Standard

The stand provides stable placement of the device on the floor. Please see the next page for proper installation and assembly of the stand.




Step 1: Attach the pillar to the base

Insert the pillar into the base and tighten it until the pillar stands firmly and upright.




Step 2: Adjust the height

Pull up the telescopic rod to the desired height and tighten the locking ring to secure the position.



Step 3: Connect the flexible arm to the pillar

Screw the flexible arm securely onto the top of the pillar to ensure stability.



Step 4: Attach the light panel

Attach the light panel to the flexible arm and tighten it. Adjust the panel to the desired position for use.

USER GUIDE

1. Turn on the device using the power switch. The lamp will begin to warm up; wait 1–2 minutes until the light becomes stable.
2. Adjust the height and angle of the lamp so the red light is directed at the desired treatment area.
3. Maintain a distance of approximately 10–15 cm between the lamp and the skin to avoid overheating or discomfort.
4. Start the treatment session. Each session should last between 10 and a maximum of 30 minutes. Do not exceed this duration.

Usage Frequency

1. Use the lamp 2–3 times per week.
2. After a period of consistent use, the frequency may be adjusted based on personal comfort and experience.

CHARACTERISTICS AND APPLICATION

- Avoid direct exposure of the eyes to red light. Use eye protection such as goggles or an eye mask.
- Stop using the device immediately if redness, itching, pain, or discomfort occurs and consult a medical professional.
- Do not move or touch the device during operation to prevent accidents.
- The device is not suitable for children under 13 years of age or for pregnant women.
- Do not use the device while sleeping, unconscious, or under the influence of alcohol.
- Use with caution if you are sensitive to sunlight or red light.
- Keep the device and accessories away from water, heat, and fire. Do not immerse the device in any liquids.
- Do not touch the device or power cord with wet hands.
- Do not use the device if the power cord, plug, or housing is damaged.
- After use, always unplug the device. Never leave it unattended while plugged in.
- Do not use the device on open wounds, bleeding areas, or damaged skin.


- Do not exceed a maximum usage time of 30 minutes per session.
- Do not attempt to disassemble or modify the device. Unauthorized repairs will void the warranty.
- Remove all metal jewelry and accessories from the treatment area before use. Do not use over clothing with metal parts.
- After each use, turn off the device and unplug the adapter to prevent damage or safety risks.
- Clean the surface of the device regularly with a soft, dry cloth.
- Protect the device from impacts, drops, and pressure to avoid damage.

PRODUCT PARAMETERS

Power:	21 W
Material:	Aluminum housing, PVC, and stainless steel
Installation Method:	Base / telescopic pole / light panel
Power Connector:	DC5521 interface
Adapter:	DC 12 V / 2 A
Timer Settings:	20 / 30 / 40 / 50 / 60 minutes
Adjustable Height:	35–150 cm
Operating Temperature:	–20 °C to 40 °C
Waterproof Rating:	IP45
Recommended Irradiation Distance:	10–30 cm
Dimming Levels:	Level 1–5
Spectral Bands:	660 nm + 850 nm

NEDERLANDS

HET APPARAAT



Lichtpaneel

Het lichtpaneel bevat de LED's en is bevestigd aan de flexibele arm. Richt het paneel op het gewenste behandelgebied en zorg dat het stevig vastzit tijdens gebruik.

Flexibele arm

Met de flexibele arm kan het lichtpaneel eenvoudig in de juiste positie worden geplaatst. Buig de arm voorzichtig om het licht nauwkeurig te richten.

Afstandsbediening


Met de afstandsbediening kan het apparaat worden bediend, zoals het in- en uitschakelen, aanpassen van de helderheid en instellen van de timer. Met de losse afstandsbediening kan het apparaat volledig worden bediend. Het apparaat kan worden in- en uitgeschakeld, de helderheid kan worden aangepast, een modus kan worden geselecteerd en een timer kan worden ingesteld.

Gebruik de aan/uit-knoppen om het apparaat te starten of uit te schakelen. Met de helderheidsknoppen wordt de lichtintensiteit verhoogd of verlaagd. Met de modusknop (M) wordt gewisseld tussen continu licht, lage-frequentie flikkermodus en hoge-frequentie flikkermodus.

De timerknoppen stellen een automatische uitschakeling in van 20, 30, 40, 50 of 60 minuten. Druk één keer om de timer te starten en druk opnieuw om deze te annuleren. De ingestelde tijd wordt bevestigd via een lichtsignaal.


Standaard

De standaard zorgt voor een stabiele plaatsing van het apparaat op de vloer. Zie de volgende pagina voor de juiste installatie en montage van de standaard.




Stap 1: Bevestig de montagebuis aan de voet

Plaats de montagebuis in de voet en draai deze vast totdat de montagebuis stevig en recht staat.




Stap 2: Stel de hoogte in

Trek de telescopische stang omhoog tot de gewenste hoogte en draai de vergrendelring vast om de positie te fixeren.



Stap 3: Verbind de zuil met de flexibele arm

Schroef de flexibele arm stevig op de bovenkant van de zuil zodat deze stabiel is bevestigd.



Stap 4: Bevestig het lichtpaneel

Bevestig het lichtpaneel aan de flexibele arm en draai het vast. Richt het paneel in de gewenste positie voor gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Schakel het apparaat in met de aan/uit-schakelaar. Het lampje warmt op; wacht 1 tot 2 minuten tot het licht stabiel is.
2. Stel de hoogte en hoek van de lamp in zodat het rood licht gericht is op het gewenste behandelgebied.
3. Houd een afstand van ongeveer 10–15 cm tussen de lamp en de huid om oververhitting of ongemak te voorkomen.
4. Start de behandelsessie. Een sessie duurt 10 tot maximaal 30 minuten. Overschrijd deze tijd niet.

Gebruikfrequentie

1. Gebruik de lamp 2 tot 3 keer per week.
2. Na een periode van consistent gebruik kan de frequentie worden aangepast op basis van persoonlijk comfort en ervaring.

KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

- Vermijd directe blootstelling van de ogen aan rood licht. Gebruik oogbescherming zoals een oogmasker of beschermbril.
- Stop het gebruik onmiddellijk bij roodheid, jeuk, pijn of ander ongemak en raadpleeg een medisch specialist.
- Verplaats het apparaat niet en raak het niet aan tijdens gebruik om ongelukken te voorkomen.
- Het apparaat is niet geschikt voor kinderen onder de 13 jaar of voor zwangere vrouwen.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het slapen, bij bewusteloosheid of onder invloed van alcohol.
- Wees voorzichtig bij gebruik als u gevoelig bent voor zonlicht of rood licht.
- Houd het apparaat en de accessoires uit de buurt van water, hitte en vuur. Dompel het apparaat nooit onder in vloeistoffen.
- Raak het apparaat of de stroomkabel niet aan met natte handen.
- Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel, stekker of behuizing beschadigd is.
- Trek na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat nooit onbeheerd aangesloten.

- Gebruik het apparaat niet op open wonden, bloedende plekken of beschadigde huid.
- Overschrijd de maximale gebruiksduur van 30 minuten per sessie niet.
- Het is strikt verboden om het apparaat te demonteren of aan te passen. Ongeautoriseerde reparaties doen de garantie vervallen.
- Verwijder voor gebruik alle metalen sieraden en accessoires uit het te behandelen gebied. Gebruik het apparaat niet over kleding met metalen onderdelen.
- Schakel het apparaat na elk gebruik uit en koppel de adapter los om schade en veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Reinig het oppervlak van het apparaat regelmatig met een zachte, droge doek.
- Bescherm het apparaat tegen stoten, vallen en druk om schade te voorkomen.

PRODUCT PARAMETERS

Vermogen:	21 W
Materiaal:	Aluminium behuizing, PVC en roestvrij staal
Installatiemethode:	Basis / telescopische standaard / lichtpaneel
Stroomaansluiting:	DC5521-aansluiting
Adapter:	DC 12 V / 2 A
Timerinstellingen:	20 / 30 / 40 / 50 / 60 minuten
Verstelbare hoogte:	35–150 cm
Bedrijfstemperatuur:	–20 °C tot 40 °C
Waterbeschermings klasse:	IP45
Aanbevolen gebruiksafstand:	10–30 cm
Helderheidsniveaus:	Niveau 1–5
Spectrale banden:	660 nm + 850 nm