



VULPES GOODS
BODYCARE

RED LIGHT THERAPY MAX

MANUAL - HANDLEIDING

WWW.VULPESGOODS.COM

ENGLISH

3

The Device

4

User Guide

7

Characteristics and Application

9

Product parameters

11

NEDERLANDS

12

Het apparaat

13

Gebruiksaanwijzing

16

Kenmerken en Toepassingen


19

Product parameters

21

ENGLISH

THE DEVICE



LED-lights



Power port



Strap



Power adapter



Controller

LED Lights

The LED lights are integrated into the mat and provide light output during use. Place the mat flat on the desired body area so the LED lights maintain good contact for comfortable use.

Power Port

The power port is used to connect the power adapter. Make sure the adapter is securely connected before turning on the device.

Strap

The adjustable strap is used to keep the mat in place during use. Fasten the strap firmly but comfortably to prevent the mat from shifting.

Power Adapter

The power adapter supplies electricity to the device. Use only the supplied adapter and ensure it is properly connected to a power outlet.

Controller

With the controller, the device can be operated. The controller is used to turn the device on and off and to adjust the mode, power level, and time settings

Mode Selection

Use the mode button to switch between Regular Mode, 10 Hz pulse mode, and 40 Hz pulse mode. Each mode is selected by short-pressing the button.

Power Adjustment

Use the plus and minus buttons to adjust the power level from P1 (low) to P5 (high). Always select a level that feels comfortable.

Time Setting

Use the time buttons to set the session duration between 10 and 90 minutes. The device switches off automatically when the set time ends.

USER GUIDE

Using the red light therapy mat is simple and suitable for daily use. Each session should last up to 30 minutes per use, depending on personal comfort.

1. Connect the power cord to the red light therapy mat and plug the adapter into a power outlet. Make sure all connections are properly secured before turning on the device.

2. Press and hold the power button on the controller for approximately 2 seconds to turn on the device. The device starts by default in Regular Mode (P1) with a preset time of 30 minutes.

3. After powering on, the settings can be adjusted as needed:

Mode Selection (ON/OFF button):

Short press to cycle through:

Regular mode

10 Hz pulse mode

40 Hz pulse mode

Power Level (PWM + / -):

Use the plus and minus buttons to adjust the intensity level from low (P1) to high (P5). Select a level that feels comfortable.

Time Setting (TIME + / -):

Set the session duration between 10 and 90 minutes. Increase or decrease the time gradually using the plus or minus buttons.

4. Place the red light therapy mat on the desired body area and start the session. A duration of 20–30 minutes is generally recommended for comfortable use. For larger or less sensitive areas, longer sessions may be selected, provided comfort is maintained.

5. When the set time ends, the device switches off automatically. Unplug the device after use and store it in a cool, dry place.

CHARACTERISTICS AND APPLICATION

- Store the red light therapy mat in a cool and dry place when not in use.
- Do not allow children to use the red light therapy mat without adult supervision.
- Do not use this device on infants or young children.
- Do not allow sleeping, unconscious, or non-self-reliant persons to use the device.
- Do not exceed a maximum usage time of 90 minutes per session.
- Do not use the device on open, fresh, or damaged wounds.
- Do not use the device together with creams, ointments, or products containing heat-stimulating or irritating ingredients.
- Do not disassemble, modify, or attempt to repair the device. There are no user-serviceable parts inside.
- Do not use the device in or near water or other liquids.
- Do not drop the device into water or place it where it could fall into liquids.
- Do not touch the device, plug, or switches with wet hands.
- Do not apply or touch the device to wet or damp skin.


- Do not pull, carry, or lift the device by the power cord.
- Do not use the device on or near heated surfaces.
- Do not operate the device in areas where flammable or combustible substances or vapors may be present.
- Do not store the device at temperatures exceeding 50 °C.
- Do not use the device if it is damaged. Continued use of a damaged device may result in injury or electric shock.
- Do not use extension cords unless they are rated to carry the total power load of the device.
- Always unplug the device by grasping the plug, not the cord.
- Unplug the device when not in use to avoid tripping hazards.

PRODUCT PARAMETERS

Lamp Power:	minimum 10 W, maximum 35 W
Irradiance:	85–114 mW/cm ²
Wavelengths:	660 nm and 850 nm
Input Voltage:	110–240 V
Dimensions:	approx. 61 × 30.5 cm
Material:	Neoprene fabric and leather
Operation Modes:	Regular mode 10 Hz pulse mode 40 Hz pulse mode

NEDERLANDS

HET APPARAAT



LED-lampen



Stroomaansluiting



Bevestigingsband



Voedingsadapter



Controller

LED-lampen

De LED-lampen bevinden zich in de mat en zorgen voor de lichtafgifte tijdens gebruik. Plaats de mat vlak op het gewenste lichaamsdeel zodat de LED-lampen goed contact maken voor comfortabel gebruik.

Stroomaansluiting

De stroomaansluiting wordt gebruikt om de voedingsadapter aan te sluiten. Zorg dat de adapter stevig is aangesloten voordat het apparaat wordt ingeschakeld.

Bevestigingsband

De verstelbare band wordt gebruikt om de mat op zijn plaats te houden tijdens gebruik. Bevestig de band stevig maar comfortabel, zodat de mat niet verschuift.

Voedingsadapter

De voedingsadapter voorziet het apparaat van stroom. Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter en zorg dat deze correct is aangesloten op een stopcontact.

Controller

Met de controller kan het apparaat worden bediend. Via de controller wordt het apparaat in- en uitgeschakeld en bedien je onder ander de modus, vermogen en tijdsinstellingen.

Modusselectie

Met de modusknop kan worden gewisseld tussen de normale modus, pulsmodus 10 Hz en pulsmodus 40 Hz. Elke modus wordt geselecteerd door kort op de knop te drukken.

Vermogensinstelling

Met de plus- en min knoppen wordt het vermogensniveau aangepast van P1 (laag) tot P5 (hoog). Kies altijd een stand die comfortabel aanvoelt.

Tijdsinstelling

Met de tijdknoppen wordt de gebruiksduur ingesteld tussen 10 en 90 minuten. Na afloop van de ingestelde tijd schakelt het apparaat automatisch uit.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het gebruik van de roodlichttherapiemat is eenvoudig en geschikt voor dagelijks gebruik. Een sessie duurt maximaal 30 minuten per keer, afhankelijk van persoonlijke voorkeur en comfort.

1. Sluit de stroomkabel aan op de roodlichttherapiemat en verbind de adapter met een stopcontact. Controleer of alle aansluitingen correct zijn geplaatst voordat het apparaat wordt ingeschakeld.

2. Houd de aan/uit-knop op de controller ongeveer 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het apparaat start standaard in de normale modus (P1) met een ingestelde tijd van 30 minuten.

3. Na het inschakelen kunnen de instellingen naar wens worden aangepast:

Modusselectie (ON/OFF-knop):

Druk kort op de knop om te wisselen tussen:

Normale modus

Pulsmodus 10 Hz

Pulsmodus 40 Hz

Vermogen (PWM + / -):

Gebruik de plus- en minknoppen om het intensiteitsniveau aan te passen van laag (P1) tot hoog (P5). Kies altijd een stand die comfortabel aanvoelt.

Tijdstelling (TIME + / -):

Stel de behandeltime in tussen 10 en 90 minuten. Verhoog of verlaag de tijd geleidelijk met de plus- en minknoppen.

4. Plaats de roodlichttherapiemat op het gewenste lichaamsdeel en start de sessie. Voor algemeen comfort wordt een gebruiksduur van 20–30 minuten aanbevolen. Voor grotere of minder gevoelige lichaamsdelen kan een langere gebruiksduur worden ingesteld, zolang het comfort behouden blijft.

Na gebruik

5. Na afloop van de ingestelde tijd schakelt het apparaat automatisch uit. Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en berg de mat op een droge, koele plaats op.

Huidtest en gebruiksadvies

Voor het eerste gebruik wordt aangeraden een eenvoudige huidtest uit te voeren om te controleren hoe uw huid reageert op het licht.

1. Plaats het apparaat op de arm, schakel het in en gebruik het gedurende 5 tot 15 minuten. Wanneer de huid sterk rood wordt of hevige jeuk optreedt, kan dit wijzen op lichtgevoeligheid. Stop in dat geval met het gebruik en overweeg om een specialist te raadplegen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
2. Reinig voor gebruik het te behandelen gebied en zorg dat de huid vrij is van make-up of andere cosmetica. Sommige producten kunnen ingrediënten bevatten die de huid gevoeliger maken voor licht.
3. Na gebruik kan lichte roodheid of milde jeuk optreden. Dit is doorgaans tijdelijk en verdwijnt meestal binnen 1 tot 2 uur. Indien er sprake is van aanhoudend ongemak, een branderig gevoel of andere klachten, stop het gebruik onmiddellijk.

Let op:

Voer de huidtest en het gebruik uit bij normale verlichting. Stop het gebruik direct wanneer u zich niet prettig voelt of gevoelig reageert op het licht.

KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

- Bewaar de roodlichttherapiemat op een koele en droge plaats wanneer deze niet in gebruik is.
- Laat kinderen de roodlichttherapiemat niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Gebruik dit apparaat niet bij baby's of jonge kinderen.
- Gebruik het apparaat niet door slapende, bewusteloze of niet-zelfredzame personen.
- Overschrijd een maximale gebruiksduur van 90 minuten per sessie niet.
- Gebruik het apparaat niet op open, verse of beschadigde wonden.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met crèmes, zalven of middelen die warmte- of prikkelende ingrediënten bevatten.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, aan te passen of zelf te repareren. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
- Gebruik het apparaat niet in of nabij water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet vallen in water en plaats het niet op plekken waar dit kan gebeuren.
- Raak het apparaat, de stekker of schakelaars niet aan met natte handen.

- Gebruik het apparaat niet op een natte of vochtige huid.
- Til, draag of verplaats het apparaat niet aan het snoer.
- Gebruik het apparaat niet op of nabij verwarmde oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar brandbare of explosieve stoffen of dampen aanwezig kunnen zijn.
- Bewaar het apparaat niet bij temperaturen hoger dan 50 °C.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Blijf het apparaat niet gebruiken bij zichtbare schade.
- Gebruik geen verlengsnoeren die niet geschikt zijn voor het totale vermogen van het apparaat.
- Trek de stekker altijd uit het stopcontact door de stekker vast te pakken, niet door aan het snoer te trekken.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt om struikelgevaar te voorkomen.

PRODUCT PARAMETERS

Lampvermogen:	minimaal 10 W, maximaal 35 W
Irradiantie:	85–114 mW/cm ²
Golflengten:	660 nm en 850 nm
Ingangsspanning:	110–240 V
Afmetingen:	61 x 30,5 cm
Materiaal:	Neopreen stof en leer
Bedieningsmodi:	Normale modus Pulsmodus 10 Hz Pulsmodus 40 Hz